



## Read the instructions carefully before use



**Contents:** 6 individual packages for 6 patients in a box

**Each package includes:**

- 1 syringe of pH neutral stain-removing gel, Powerprep+™, for use exclusively by professionals, 1.2g
- 1 syringe of dental whitening gel, 12% stabilized hydrogen peroxide, 1ml
- 2 application tips
- 1 tube of nourishing and soothing treatment, 5ml
- 1 capsule of prophylactic paste, enriched with amorphous calcium phosphate, 0.40ml

**And, separately**

- 12 application trays
- 6 application tray cases
- or
- 6 pairs of "Boil & Bite" fitted dental trays

**Precautions:**

1. Store in a cool place, away from light and sources of heat.
2. Keep out of reach of children.
3. Do not swallow. If swallowed, consult a doctor.
4. Pregnant or breastfeeding women must consult their physician before use.
5. Avoid contact with eyes. In case of accidental contact, rinse thoroughly and consult a doctor.

**Warnings:**

Consumers of alcohol or tobacco should refrain from smoking and/or drinking during the 48-hour period after using NATURAL+™ GentlePower Pro in order to receive the best results.  
Do not apply the NATURAL+™ GentlePower Pro dental whitening gel to teeth with metal amalgams.

**Directions:**

**Preparation of the trays**

- Make unique thermoforming application trays for the patient's use.
- or
- Follow the instructions provided with "Boil & Bite" fitted dental trays.

**Procedure**

1. Prior to the teeth whitening procedure, clean the teeth by using an air powder polisher. If you don't have one, perform descaling or cleaning of the teeth to be treated.
2. Use the trays and fill them with the pH neutral stain-removing gel, Powerprep+™, after positioning the application tip on the syringe. Leave the trays into the mouth for 15 minutes.

3. Remove them, rinse them and reuse them for the teeth whitening procedure.
4. Apply, after positioning the application tip on the syringe, the NATURAL+™ GentlePower Pro dental whitening gel, homogeneously, into the trays.
5. Place the application trays on the teeth and explain to the patient that it is not necessary to firmly close the jaw in order to get a better result.
6. Leave them in the mouth for an hour.
7. Remove the application trays, rinse them, and then, rinse the mouth.
8. Using the hand piece, apply the prophylactic paste, enriched with amorphous calcium phosphate, to the surface of the teeth.
9. Apply the nourishing and soothing treatment to the teeth and gums, massaging steadily, in case of residual sensitivity.
10. Give to the patient what remains of the nourishing and soothing treatment for him/her to use it at home on teeth and gums every hour until the tube is empty.

**Ingredients:**

- pH neutral stain-removing gel, Powerprep+™, for use exclusively by professionals, 1.2g  
Distilled Water, Citric Acid, Potassium Nitrate, Fumed Silica, Pigments
- Dental whitening gel 12% / Activator, 1ml  
Water, Hydrogen Peroxide, Glycerine, Thickener, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Di-sodium Hydrogen Phosphate
- Nourishing and soothing treatment, 5ml  
Aqua, Potassium Nitrate, Sea Salt, Polysorbate 20, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Methylparaben, Potassium Sorbate, Dicalcium Phosphate, Eugenol, Eugenia Caryophyllata, Fluoride Sodium, Isoeugenol
- Prophylactic paste, enriched with amorphous calcium phosphate, 0.40ml  
Sodium Fluoride (including Fluoride Ion), FD&C Red#40, FD&C Blue#1



Store in a cool place, away from sunlight



CE 1014

The natural  
**Solution**  
for teeth  
whitening



 **NATURAL+**™

meodental  
www.meodental.com

Fab. : Meodental, 1, place Paul Verlaine - 92100 Boulogne Billancourt - France

info@meodental.com

Gentle Power Pro



## Leer atentamente las instrucciones antes de usar el producto



**Contenido:** 6 envases individuales correspondientes a 6 pacientes ensamblados en una caja

### Cada envase comprende:

- **1 jeringuilla** de gel quita-manchas de pH neutro, Powerprep+™, para el uso exclusivo de profesionales, 1,2g
- **1 jeringuilla** de gel de blanqueamiento dental con un 12% de peróxido de hidrógeno estabilizado, 1ml
- **2 boquillas**
- **1 tubo** de crema nutritiva y calmante, 5ml
- **1 cápsula** de pasta profiláctica enriquecida con fosfato de calcio amorfo, 0.40ml

### Y, apartado

- **12 juegos de cubetas**
- **6 estuches para cubetas**

○

- **6 parejas** de cubetas termomoldeable "Hervir & Morder"

### Precauciones:

1. Conservar en un lugar fresco y fuera del alcance de la luz solar.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. No ingerir. En caso de ingestión, solicite atención médica.
4. Las mujeres embarazadas o lactantes deben consultar con su médico antes de usar el producto.
5. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, enjuagar bien y consultar al médico.

### Advertencia:

Los consumidores de tabaco y/o alcohol deben abstenerse de fumar o beber en la medida de lo posible durante el tratamiento con el gel de blanqueamiento dental **NATURAL™ GentlePower Pro**, con el fin de obtener resultados óptimos.

No aplicar el gel de blanqueamiento dental **NATURAL™ GentlePower Pro** o en piezas dentales con amalgamas de metal.

### Modo de empleo:

#### Preparación de las cubetas

- Preparar los juegos de cubetas termomoldeables para uso exclusivo del paciente.

○

- Seguir las instrucciones de uso suministradas con las cubetas termomoldeable "Hervir & Morder"

### Procedimiento

1. Con la ayuda de un aeropolizador de polvo, limpiar los dientes antes del tratamiento para eliminar todas las manchas de la superficie. En caso de que no sea posible utilizar un aeropolizador, realizar un detartraje de los dientes a tratar.

2. Llenar las cubetas con el gel quita-manchas de pH neutro, Powerprep+™, después de colocar la boquilla sobre la contera de la jeringuilla. Colocar las cubetas sobre los dientes del paciente y dejar hacer efecto unos 15 minutos.
3. Quitar las cubetas, enjuagarlas con el fin de utilizarlas de nuevo para el tratamiento de blanqueamiento dental.
4. Aplicar, después de colocar la boquilla sobre la contera de la jeringuilla, el gel de blanqueamiento dental **NATURAL™ GentlePower Pro**, de manera homogénea, en las cubetas.
5. Colocar las cubetas sobre las dientes precisando previamente al paciente que no es necesario apretar las mandíbulas para obtener un mejor resultado.
6. Dejar actuar en la boca durante una hora.
7. Quitar las cubetas, enjuagarlas como la boca del paciente.
8. Con la pieza de mano, aplicar la pasta profiláctica enriquecida con fosfato de calcio amorfo sobre la superficie dental.
9. Aplicar la crema nutritiva y calmante sobre los dientes y las encías y masajear suavemente para eliminar la sensibilidad residual.
10. Entregar al paciente el resto del tubo de crema nutritiva y calmante a fin de continuar aplicándola en masajes sobre los dientes y las encías, cada hora, a domicilio, hasta que le acaba el tubo.

### Composición:

- **Gel quita-manchas de pH neutro, Powerprep+™, para el uso exclusivo de profesionales, 1,2g**  
Distilled Water, Citric Acid, Potassium Nitrate, Fumed Silica, Pigments
- **Gel de blanqueamiento dental con un 12% / Activador, 1ml**  
Water, Hydrogen Peroxide, Glycerine, Thickener, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Di-sodium Hydrogen Phosphate
- **Crema nutritiva y calmante, 5ml**  
Aqua, Potassium Nitrate, Sea Salt, Polysorbate 20, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Methylparaben, Potassium Sorbate, Dicalcium Phosphate, Eugenol, Eugenia Caryophyllata, Fluoride Sodium, Isoeugenol
- **Pasta profiláctica enriquecida con fosfato de calcio amorfo, 0.40ml**  
Sodium Fluoride (including Fluoride Ion), FD&C Red#40, FD&C Blue#1



■ **Conservar en un lugar preservado de luz y calor**



## Lire attentivement la notice avant utilisation



**Contenance:** 6 emballages individuels correspondant à 6 patients mis sous coffret

### Chaque emballage contient:

- **1 seringue** de gel détachant, Powerprep+™, de pH neutre, à l'usage exclusif des professionnels, 1,2 g
- **1 seringue de gel** de blanchiment dentaire à 12% de peroxyde d'hydrogène stabilisé, 1 ml
- **2 applicateurs**
- **1 tube** de soin nourrissant et apaisant, 5 ml
- **1 capsule** de pâte prophylactique enrichie en phosphate de calcium amorphe, 0,40 ml

### Et, séparément

- **12 plaques à gouttières**
  - **6 boîtiers à gouttières**
- ou
- **6 paires** de gouttières thermoformables "Bouillir & Mordre"

### Précautions d'emploi :

1. Conservar dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.
2. Tenir hors de la portée des enfants.
3. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter un médecin.
4. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent demander conseil à leur praticien avant utilisation.
5. Ne pas mettre en contact avec les yeux. En cas de projection accidentelle, rincer abondamment et consulter un médecin.

### Mises en garde :

Les personnes consommatrices de tabac et/ou d'alcool doivent respecter un délai de 48 heures après utilisation de **NATURAL™ GentlePower Pro** durant lequel elles doivent autant que possible s'abstenir de fumer et/ou de boire, afin d'obtenir des résultats optimaux. Ne pas appliquer le gel de blanchiment dentaire **NATURAL™ GentlePower Pro** sur les dents comportant des amalgames métalliques.

### Mode d'emploi :

#### Préparation des gouttières

- Se munir des plaques afin de réaliser des gouttières thermoformables à l'usage unique du patient.
- ou
- Suivre les instructions fournies avec les gouttières thermoformables "Bouillir & Mordre".

### Procédure

1. À l'aide d'un aéropolisseur à poudre, nettoyer avant traitement les dents afin d'éliminer toutes les colorations superficielles. Dans l'éventualité que vous ne possédiez pas d'aéropolisseur à poudre, procéder au detartrage des dents à traiter.

2. Remplir les gouttières avec le gel détachant de pH neutre, Powerprep+™, après avoir fixé sur l'embout de la seringue l'applicateur fourni avec le kit. Positionner les gouttières sur les dents du patient et laisser poser 15 minutes.

3. Ôter les gouttières, les rincer avant de les utiliser de nouveau pour le traitement de blanchiment dentaire.

4. Appliquer, après avoir fixé sur l'embout de la seringue l'applicateur fourni dans le kit, le gel de blanchiment dentaire **NATURAL™ GentlePower Pro** de manière homogène, dans les gouttières.

5. Placer les gouttières sur les dents en ayant informé préalablement le patient qu'il n'est pas nécessaire de serrer fermement les mâchoires pour obtenir un meilleur résultat.

6. Laisser agir dans la bouche pendant une heure.

7. Ôter les gouttières, les rincer ainsi que la bouche du patient.

8. À l'aide de la pièce à main, appliquer la pâte prophylactique enrichie en phosphate de calcium amorphe sur la surface des dents.

9. Appliquer le soin nourrissant et apaisant sur les dents et les gencives, en massage régulier, dans l'éventualité d'une sensibilité résiduelle.

10. Remettre au patient le reste du tube de soin nourrissant et apaisant afin qu'il puisse l'appliquer en massage sur les dents et les gencives, chez lui, toutes les heures, jusqu'à ce que le tube soit vide.

### Compositions :

- **Gel détachant, Powerprep+™, de pH neutre, à l'usage exclusif des professionnels, 1,2 g**  
Distilled Water, Citric Acid, Potassium Nitrate, Fumed Silica, Pigments
- **Gel de blanchiment dentaire à 12% / Activateur, 1 ml**  
Water, Hydrogen Peroxide, Glycerine, Thickener, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Di-sodium Hydrogen Phosphate
- **Nourishing and soothing treatment, 5 ml**  
Aqua, Potassium Nitrate, Sea Salt, Polysorbate 20, Cellulose Gum, Aroma, Sodium Methylparaben, Potassium Sorbate, Dicalcium Phosphate, Eugenol, Eugenia Caryophyllata, Fluoride Sodium, Isoeugenol
- **Pâte prophylactique enrichie en phosphate de calcium amorphe, 0,40 ml**  
Sodium Fluoride (including Fluoride Ion), FD&C Red#40, FD&C Blue#1



■ **À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil**